

9	47855	STAMARIL®	INVIMA 2017M-000940-R2	VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA (PRODUCIDO EN EMBRIONES DE POLLO LIBRE DE PATOGENOS) CEPA 17D (VIV. ATENUADO) NO MENOS DE 1000 UI	CAJA POR UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO, TAPON DE CAUCHO GRIS CLOROBUTILO Y CIERRE FLIP-OFF COLOR PURPURA. JERINGA CON SOLVENTE.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTÁNEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. UNA VEZ RECONSTITUIDO ADMINISTRARSE INMEDIATAMENTE. NO CONGELAR. MANTENER EL VIAL Y LA JERINGA DENTRO DE LA CAJA DE CARTON PARA PROTEGER DE LA LUZ.	36 MESES	J07BL01	SANOPI PASTEUR	1.SANOPI PASTEUR 2.SANOPI PASTEUR 3.SANOPI WINTHROP INDUSTRIE	1. LYON - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2.SANOPI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA	2.
10	20093269	GARDASIL® 9 VACUNA RECOMBINANTE NONVALENTE CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	INVIMA 2017M-0017725	PROTEINA L1VPH 6: 30 mcg + PROTEINA L1VPH 11: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 16: 60 mcg + PROTEINA L1VPH 18: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 31: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 33: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 45: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 52: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 58: 20 mcg	CAJA X 1 Y 10 JERINGA (S) PRELENADA(S) CON 0.5 mL C/U DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO; CAJA X 1 O 10 VIAL (ES) CON 0.5 mL C/U DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8° C. NO CONGELAR. PROTEJASE E LA LUZ. ALMACENAR ENSU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME LLC	1. MERCK SHARP & DOHME LLC(FABRICANTE DE PRINCIPIO ACTIVO Y PRODUCTO TERMINADO) 2.MERCK SHARP & DOHME LLC(FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSYLVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA	
11	20018959	MENVEO®	INVIMA 2017M-0011552-R1	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCICO GRUPO A 10 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM 197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 16,7 A 33. 3 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCICO GRUPO C 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 7.1 A 12.5 5 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCICO GRUPO W-135. 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 3.3 A 6.3 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCICO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5.6 A 10 µg	CAJA + FRASCO VIAL DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLON + VIAL DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWV; CAJA + 5 FRASCOS VIALES DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLON + 5 VIALES DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWV.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO DEBE SER USADO DE INMEDIATO, NO OBSTANTE ES ESTABLE QUIMICA Y FISICAMENTE 8 HORAS A TEMPERATURAS INFERIORES A 25°C.	36 MESES	J07AH08	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. 2. GSK VACCINES GmbH	1. BELLARIA - ROSIA - SOVICILLE - ITALIA 2. MARBURG - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA	
12	19905376	INFANRIX HEXA (DPTA-HEPB - IPV - Hib)	INVIMA 2017M-14204-R2	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS. TOXOIDE PERTUSICO (P)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN) 1+ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE (HBSAG)+CONJUGADO DE POLISACÁRIDO CAPSULAR DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (PRP) CONJUGADO+VIRUS DE POLO INACTIVADO (CEPA MAHONEY) (IPV) TIPO 1+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MEF-1) (IPV) TIPO 2+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA SAUKETT) (IPV) TIPO 3	VIAL DE 3 mL CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (HIB) + JERINGA PRELENADA DE 1.25mL CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUYENTE (DTPA+VHB+IPV) + 2 AGUJAS HIPODÉRMICAS	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. UNA VEZ EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO, SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE Y NO MÁS DE 8 HORAS LUEGO DE SU RECONSTITUCIÓN ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE.	48 MESES	J07CA09	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO.XG 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GSK VACCINES GMBH (FABRICANTE SUST. ACTIVA) 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. DRESDEN - ALEMANIA 2. WAVRE - BELGICA 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA 4. MARBURG - ALEMANIA 5. RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA	
13	60052	RECOMVAX B SUSPENSIÓN INYECTABLE	INVIMA 2017M-003900-R2	ANTIGENO HBSAG PURIFICADO RECOMBINANTE.	CAJA CON UN VIAL DE 1 mL (UNA DOSIS)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC01	VAKCINY S.A.S.	LG CHEM LTD	JEOLLABUK-DO -REPÚBLICA DE COREA	VAKCINY S.A.S.	CHOACHÍ - COLOMBIA	
14	19972534	ROTATEQ® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2018M-0006859-R1	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 = 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G2 = 2.8 + SEROTIPO RECOMBINANTE G3 = 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G4 = 2.0 + SEROTIPO RECOMBINANTE P1 = 2.3	CAJA CON 1 Y 10 SOBRES POR 1 TUBO EN POLETILENO DE BAJA DENSIDAD CON INSERTO. CAJA POR 25 TUBOS DE POLETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES CADA UNO CON INSERTO.	SUSPENSIÓN ORAL	ORAL	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8 °C PROTEGER DE LA LUZ EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	24 MESES	J07BH02	MERCK SHARP & DOHME LLC	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA	
15	40062	VA- MENGOC - BC®	INVIMA 2019M-011972-R3	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCO SEROGRUPO C	ESTUCHES INDIVIDUALES (CAJAS PARA CONTENER BULBOS CON 1, 5, 10 Y 20 DOSIS (0.5mL). CAJA CON VIAL X1, X5, X10 O 20 DOSIS (0.5mL) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON GRADILLA X10 VIALES X1, X5, X10 O 20 DOSIS (0.5mL).	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	36 MESES	J07AH03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	LA HABANA - CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.S.	RIONEGRO - COLOMBIA	

16	20147296	VAXIGRIP TETRA	INVIMA 2020MB-0000005	CEPA AVICTORIA/4897/2022 (H1N1) PDM09- CEPA ANALOGA (AVICTORIA/4897/2022, IIR-238) + CEPA ATTHAILAND/8/2022 (H3N2)- CEPA ANALOGA (ACALIFORNIA/122/2022, SAN-022) + CEPA B/AUSTRIA/1359417/2021 (LINAJE BVICTORIA)- CEPA ANALOGA (B/MICHIGAN/01/2021, TIPO SALVAJE) + CEPA B/PHUKET/3073/2013 (LINAJE B/YAMAGATA) - CEPA ANALOGA (B/PHUKET/3073/2013, TIPO SALVAJE)	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTÁNEA	ALMACENAR BAJO REFRIGERACIÓN (2°C-8°C), NO CONGELAR. MANTENER EL PRODUCTO EN LA CAJA PARA PROTEGERLO DE LA LUZ	12 MESES	J07B02	SANOFI PASTEUR	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL-DE-REUIL - FRANCIA	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
17	19983100	PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2020MB-0008056-R1	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0,5 mL (UNIDOSIS). CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS). CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML	SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	24 MESES	J07A01	MERCK SHARP & DOHME LLC	MERCK SHARP & DOHME LLC	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
18	20146427	INFLUVAC® TETRA	INVIMA 2020MB-0000008	HEMAGLUTININA DE LA CEPA DE TIPO AVICTORIA/4897/2022 (H1N1) PDM09 (AVICTORIA/4897/2022, IIR-238) + HEMAGLUTININA DE LA CEPA DE TIPO B/AUSTRIA/1359417/2021 (B/AUSTRIA/1359417/2021, BVR-26) + HEMAGLUTININA DE LA CEPA DE TIPO B/PHUKET/3073/2013 (B/PHUKET/3073/2013, TIPO SALVAJE)	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA O PRECARGADA DE DOSIS ÚNICA CON AGUJA DE 16 mm (VIDRIO TIPO I)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTÁNEA	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR. CONSERVAR EN SU EMPAQUE ORIGINAL PARA PROTEGERLO DE LA LUZ	12 MESES	J07B02	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	ABBOTT BIOLOGICALS B.V. ABBOTT BIOLOGICALS B.V.	OLST - PAISES BAJOS PAISES BAJOS	WEESP- LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	CALI - COLOMBIA
19	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2020M-009607-R3	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 mL. CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 mL.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07A01	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
20	20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2020MBT-0009510-R1	CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS:1.5)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 4 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS:1.7)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 5 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS:1.0)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 6B Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS: 0.8)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 7F Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS:1.1)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 9V Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS:1.4)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 14 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS:1.4)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSIÓN MAS UNA AGUJA DE ACERO 25G1 (TERUMO) MAS INSERTO. CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSIÓN MAS INSERTO. CAJA POR 1.10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	48 MESES	J07A02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS KFT 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACIÓN SA04 DE	1. GODOLLO - HUNGRIA 2. SINGAPUR - SINGAPUR 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
21	216963	TWINRIX® SUSPENSION INYECTABLE.	INVIMA 2020MBT-007238-R2	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHB5) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL ADN	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON CCT CON AGUJA, PRELLENADA CON 1 mL DE PRODUCTO. CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON LLA Y PRCT CON AGUJA. PRELLENADA CON 1 mL DE PRODUCTO. CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON LLA Y TAPA DE PUNTA DE CAUCHO FM30CON AGUJA. PRELLENADA CON 1 mL DE PRODUCTO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGIDO DE LA LUZ. NO CONGELAR..	36 MESES	J07B02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
22	20071968	FLUQUADRI® VACUNA ANTINFLUENZA 0,5 ML	INVIMA 2020MB-0015005-R1	HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO AHONG KONG/2671/2019, IIR-208 (H3N2)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO AVICTORIA/2570/2019, IIR-215 (H1N1)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO B/PHUKET/3073/2013 (WILD TYPE VIRUS)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO B/WASHINGTON/02/2019 (WILD TYPE VIRUS)	CAJA POR 5 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS MONODOSIS DE VIDRIO DE BORSILICATO TIPO I POR 0,5mL. CON ADAPTADOR LUER-LOCK, EMBOLO VIOLETA, TAPON GRIS DE BUTILO SIN LÁTEX Y CAPUCHÓN SIN LÁTEX.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. MANTENER PRODUCTO EN LA CAJA PARA PROTEGERLO. NO CONGELAR.	12 MESES	J07B02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
23	19983099	M-M-R® II	INVIMA 2020MB-0007891-R1	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITIS DE LA CEPA JERYL LYNN® + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 27/3	CAJA POR 1 Y 10 VIALES CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL (Y 10 VIALES) CON DILUYENTE ESTERIL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°- 8°-C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, EL PRODUCTO RECONSTITUIDO ES ESTABLE POR 8 HORAS A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN (2° A 8°-C)	24 MESES	J07B02	MERCK SHARP & DOHME LLC	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME LLC 3. JUBILANT HOLLISTERSTIER LLC 4. PANTHEON PHARMACEUTICAL INC	1. NEW JERSEY - USA 2. NORTH CAROLINA- USA 3. WASHINGTON - USA 4. NORTH CAROLINA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA

24	19986384	ADACEL®	INVIMA 2020MB-0008078-R1	TOXOIDE PERTUSICO ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO.	CAJA PLEGADIZA POR 1 Y 5 VIALES DE 0.5mL. VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON HALOBUTILO Y TAPA FLIP OFF	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C. EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, NO CONGELAR.	48 MESES	J07AM51	SANOPI PASTEUR LIMITED	SANOPI PASTEUR LIMITED	TORONTO, ONTARIO - CANADA	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2.SANOPI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA BOGOTÁ - COLOMBIA	2.
25	19972109	GARDASIL ® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VHP TIPOS 6. 11. 16 .18	INVIMA 2020M-0006714-R1	PROTEINA LI VPH TIPO 6 + PROTEINA LI VPH TIPO 11 + PROTEINA LI VPH TIPO 16 + PROTEINA LI VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y POR 10 JERINGAS PRELLENADAS CON 0,5mL DE SUSPENSIÓN. JERINGAVIDRIO TIPO I, TAPON DEL EMBOLO EN BROMOBUTILO+ AGUJA DE 25 G X 5/8 CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CON 0,5mL DE SUSPENSIÓN.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVESE EN REFRIGERACIÓN ENTRE 2°C Y 8°C.NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ,SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25°C O MENOR, SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR.	36 MESES	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME LLC	1. MERCK SHARP & DOHME LLC 2. MERCK SHARP & DOHME LLC(FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSILVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA	
26	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2020MB-0014543-R1	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO	CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSIÓN.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AM01	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA-INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	RIONEGRO - COLOMBIA	
27	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2020MB-0008528-R1	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR 1 JERINGA ESTÉRIL DE VIDRIO TIPO I CON CCT (CERAMIC COATED TIP). PRELLENADA CON 0.5 ML DE PRODUCTO. MAS INSERTO. CAJA POR UNA JERINGA ESTÉRIL DE VIDRIO ESTÉRIL TIPO I CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR). PRELLENADA CON 0.5 ML DE PRODUCTO. UNA AGUJA MAS INSERTO. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1.25ML CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR). TAPA PUNTA DE CAUCHO FM30, STOPPER DE CAUCHO FM457 Y AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 0.5ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07BC99	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO)	1. RIXENSART- BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA	
28	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2020MB-0008356-R1	VIRUS DE LA HEPATITIS A (INACTIVADO)	CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1.25 ML CON CCT (CERAMIC COATED TIP), TAPON DE CAUCHO FM 27 Y 1 AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 1 ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1.25 ML CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR). TAPA PLÁSTICA RIGIDA (PRTC), TAPON DE CAUCHO FM 27 Y 1 AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 1 ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1.25ML CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR). TAPA PUNTA DE CAUCHO FM30, STOPPER DE CAUCHO FM457 Y AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 1ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2. 8° C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ. NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO) 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A	1. RIXENSART- BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA	
29	19990911	VAMMRX	INVIMA 2020MB-0008810-R1	VIRUS VIVO ATENUADO DEL SARAMPION (CEPA SCHWARZ) NO MENOS DE 10 ^ 3.0 DICCS0, VIRUS VIVO ATENUADO DE LA PAROTIDITIS (CEPA RIT 4385, DERIVADA DE JERYL LYNN) NO MENOS DE 10 ^ 4.4 DICCS0, VIRUS VIVO ATENUADO DE LA RUBEOLA (CEPA WISTAR RA 27(3) NO MENOS DE 10 ^ 3.0 DICCS0, VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 ^ 3.3 UFP	CAJA X1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS DE LIOFILIZADO + JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CCT O LLA CON DILUENTE PARA RECONSTITUCIÓN + 2 AGUJAS.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2° C Y 8° C. NO CONGELAR. DESPUES DE LA RECONSTITUCION ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° C Y 8° C DURANTE 8 HORAS. PROTEGER DE LA LUZ.	18 MESES	J07BD54	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A (DILUENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE VACCINES GMBH (GRANEL PAROTIDITIS) 4. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUENTE)	1. WAVRE- BELGICA 2. BRUSELAS - BELGICA 3. MARBURG - ALEMANIA 4. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA	
30	230249	INFANRIX -IPV-HIB (DTPA-IPV+HIB)	INVIMA 2020MB-012551-R2	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS. (TOXOIDE DE LA TOSFERINA (PT)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (HA)+PERTACTINA (PRN)) + VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 1 (CEPA MAHONEY)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 2 (CEPA MEF- 1)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 3 (CEPA SAUKETT)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (POLIRRIBOSILRIBITOL FOSFATO, PRP)+CONJUGADO AL TOXOIDE TETANICO COMO PROTEINA TRANSPORTADORA	CAJA CON FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CAUCHO DE BROMOBUTILO Y AGRAFE DE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF CON EL COMPONENTE DTPA-IPV, MAS UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CCT O LLA CON EL COMPONENTE HIB, MAS 2 AGUJAS.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE EN REFRIGERACIÓN A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	36 MESES	J07CA06	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS KFT 5. GSK VACCINES GMBH 6. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (PA PRP-TT)	1. WAVRE - BELGICA 2. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA 3. RIXENSART - BELGICA 4. GODOLLO - HUNGRIA 5. MARBURG - ALEMANIA 6. SINGAPUR- SINGAPUR	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA	

31	1993127	PENTAXIM	INVIMA 2021MB-0002347-R2	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+TOXOIDE PERTUSICO (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 2 (MEF1)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (FOSFATO DE POLIRRIBOSIL RIBITOL)-CONJUGADO CON PROTEINA TETANICA (PRP-T) 16-39 MCG	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE 0.5ml. CON AGUJA ADHERIDA + UN VIAL LIOFILIZADO EN CAJA POR 1 O 10 UNIDADES. CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA 0.5ml SIN AGUJA + VIAL CON LIOFILIZADO CON DOS AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE. EN CAJA POR 1 O 10 UNIDADES.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACIÓN ENTRE 2° Y 8° C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR. UNA VEZ RECONSTITUIDO EL PRODUCTO, ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	36 MESES	J07CA06	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE- FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
32	19991862	ROTARIX® SUSPENSIÓN ORAL	INVIMA 2021MB-0008413-R1	ROTAVIRUS HUMANO VIVO ATENUADO (CEPA RIX4414) NO MENOS DE 10 X1.000.000 CCID50	CAJA X 1 JERINGA DE VIDRIO TIPO 1 X 1.5 mL (1 DOSIS) CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO 1 X 1.5 mL (1 DOSIS/CADA JERINGA) CAJA X 1 TUBO DE POLIETILENO X 1.5 mL (1 DOSIS) CAJA X 10 TUBOS DE POLIETILENO X 1.5 mL (1 DOSIS/ CADA TUBO) CAJA X 50 TUBOS DE POLIETILENO X 1.5 mL (1 DOSIS/ CADA TUBO)	SUSPENSIÓN ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	36 MESES	J07BH01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
33	20130313	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B	INVIMA 2021M-0020327	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE HEPATITIS B HBSAG PURIFICADO	CAJA PLEGADIZA POR 24 VIALES CON TAPONES DE GOMA DE BROMOBUTILO Y SELLOS DE ALUMINIO FLIP-OFF DE COLOR PURPURA DE 5 ML (LA CONCENTRACIÓN ES DE 10 MCG EN 0.5 ML.). CAJA PLEGADIZA POR 48 VIALES CON TAPONES DE GOMA DE BROMOBUTILO Y SELLOS DE ALUMINIO FLIP-OFF DE COLOR PURPURA DE 0.5 ML (LA CONCENTRACIÓN ES DE 10 MCG EN 0.5 ML.). CAJA POR 48 VIALES CON TAPONES DE GOMA DE BROMOBUTILO Y SELLOS DE ALUMINIO FLIP-OFF DE COLOR PURPURA. CADA VIAL CON CAPACIDAD DE 3ML. CONTIENE 1ML DE DOSIS EN CONCENTRACIÓN DE 20MCG.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 - 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC01	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA-INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	ENVIGADO - COLOMBIA
34	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2022MB-012126-R2	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIPAROTIDITIS (CEPA RIT 4385) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTRIRUBEOLA (CEPA WISTAR RA 273)	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPÓN DE BROMOBUTILO + JERINGA PRELLENDA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5ml DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ. UNA VEZ RECONSTITUIDO EL PRODUCTO DEBE INYECTARSE INMEDIATAMENTE. EN CASO DE NO USARSE INMEDIATAMENTE LA VIAL UTIL. DE LA VACUNA RECONSTITUIDA ES DE 8 HORAS EN CONDICIONES DE REFRIGERACIÓN ENTRE 2 Y 8°C.	24 MESES	J07BD52	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. CORIXA CORPORATION D/B/A GLAXOSMITHKLINE VACCINES. 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 5. GSK VACCINES GMBH	1. PENNSYLVANIA - ESTADOS UNIDOS 2. ABANO TERME, PADUA - ITALIA 3. BRUSELAS - BELGICA 4. WAVRE - BELGICA 5. MARBURG - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
35	213330	AVAXIM 160U	INVIMA 2022MB-011597-R2	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA POR 0.5ml	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
36	20072153	HEXAXIM®	INVIMA 2022MB-0015095-R1	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO+TOXOIDE TETANICO PURIFICADO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS; TOXOIDE PERTUSICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	48 MESES	J07CA09	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE- FRANCIA 3. BUENOS AIRES	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
37	19939796	AVAXIM® 80U PEDIATRICO	INVIMA 2022MB-0003240-R2	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA CM8 CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA UNIDOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO). CAJA POR 10 VIALES DE 10 DOSIS DE 0.5ml CADA DOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBUTILO, AGRAFE O TAPON-EMBOLO ALTERNATIVO DE CLOROBUTILO).	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
38	19933276	TETRAXIM®	INVIMA 2023MB-0002333-R1	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSICO PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (BORDETELLA PERTUSSIS ANTIGENS) + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY) + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT).	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0, 5ml CON AGUJA ADHERIDA. CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I, CON 1 DOSIS UNICA DE 0.5ml Y DOS AGUJAS SEPARADAS.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07CA02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

39	20051113	NIMENRIX®	INVIMA 2023MB-0015084-R1	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-135* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y* *CONJUGADOS CON PROTEÍNA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETÁNICO 44 MCG	1 Y 10 VALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GOMA DE BUTILO CON POLVO LIOFILIZADO QUE CONTIENE UNA (1) DOSIS POR VIAL, CADA UNO CON 1 JERINGA PRELLENADA QUE CONTIENE 0.5 ML DE SOLVENTE POR JERINGA Y 2 (Y 20) AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	J07AH08	PFIZER S.A.S.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. (SOLVENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS KFT 5. PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV 6. WYETH PHARMACEUTICAL DIVISION OF WYETH HOLDINGS LLC. (PRINCIPIO ACTIVO)	1. WAVRE - BELGICA 2. BRUSELAS - BELGICA 3. RIXENSART - BELGICA 4. GODDOLLO - HUNGRIA 5. PUURS - BELGICA 6. NORTH CAROLINA - USA	1. PFIZER S.A.S.	1. BOGOTÁ - COLOMBIA
40	20201965	QDENGA VACUNA TETRAVALENTE CONTRA EL DENGUE (ELABORADA CON VIRUS VIVOS, ATENUADOS)	INVIMA 2023MB-00000083	SEROTIPOS 1, 2, 3 Y 4 DEL VIRUS DEL DENGUE (VIVO, ATENUADO)	CAJA POR 1 VIAL + 1 JERINGA PRECARGADA DE SOLVENTE + 2 AGUJAS. CAJA POR 5 VIALES + 5 JERINGAS PRECARGADAS DE SOLVENTE + 10 AGUJAS. CAJA POR 1 VIAL + 1 VIAL DE SOLVENTE. CAJA POR 10 VIALES + 10 VIALES DE SOLVENTE.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	24 meses a -20°C ± 5°C seguido de 18 meses contados a partir de la fecha de transición de la condición de almacenamiento congelado (de -20°C ± 5°C a 5°C ± 3°C). En su envase y empaque original. Una vez reconstituido: Almacenar máximo hasta 2 horas a 30°C ± 2°C con 75% de H.R.	24 MESES	J07BX01	TAKEDA COLOMBIA S.A.S	IDT BIOLOGIKA GMBH	DESSAU-ROSLAU- ALEMANIA	TAKEDA COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
41	20201298	MENQUADPI® MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE (MONOVALENTE CONJUGATE).	INVIMA 2023MB-00000092	POLISACARIDO MENINGOCOCO SEROGRUPO A, C, Y, W135. TOXOIDE TETANICO (PROTEINA TRANSPORTADORA).	CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BORSILICATO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO GRIS DE 13 MM Y CIERRE FLIP OFF.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AH08	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR INC. SANOFI PASTEUR 2. 1. PENSILVANIA - USA MARCY L'ETOILE	2. SANOFI - AVENTIS DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA	
42	20232785	VAXNEUVANCE®	INVIMA 2023MB-00000090	POLISACÁRIDO DEL SEROTIPO NEUMOCOCO 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F Y CRM197	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA DE 0.5ML CON 1 AGUJA DE COLOR AZUL Y UNA AGUJA DE COLOR SALMÓN. CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS DE 0.5ML CON 10 AGUJAS DE COLOR AZUL Y 10 AGUJAS DE COLOR SALMÓN.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ.	24 MESES	J07AL02	MERCK SHARP & DOHME LLC	MSD INTERNATIONAL GMBH TIA MSD IRELAND	CARLOW-IRLANDA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
43	20211243	BEXSERO VACUNA MENINGOCOCCICA MULTICOMPONENTE DEL GRUPO B SUSPENSIÓN INYECTABLE	INVIMA 2024MBT-00000098	RP287-953 50 MCG, RP961C 50 MCG, RP936-741 50 MCG, OMV 25 MCG	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA VIDRIO TIPO I CON EMBOLO DE BROMOBUTILO TIPO I Y TAPON PROTECTOR GOMA TIPO B O TIPO III CON O SIN AGUJAS CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON EMBOLO DE BROMOBUTILO TIPO I Y TAPON PROTECTOR GOMA TIPO B O TIPO III CON O SIN AGUJAS MUESTRA MEDICA: CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA VIDRIO TIPO I CON EMBOLO DE BROMOBUTILO TIPO I Y TAPON PROTECTOR GOMA TIPO B O TIPO III CON O SIN AGUJAS CAJA CON 1 Y CAJAX 10 FRASCOS VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, CON TAPON DE CAUCHO BROMOBUTILO Y AGRAFE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF. MÁS UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE SOLVENTE, CON TAPÓN DE CAUCHO DE CLORO BUTILO Y AGR. MUESTRA MEDICA: CAJA 1 Y CAJA X 10 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, CON TAPON DE CAUCHO BROMOBUTILO Y AGRAFE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07AH09	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L.	SOVICILLE-ITALIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
44	20236367	SHINGRIX VACUNA CONTRA EL HERPES ZOSTER (HZ O CULEBRILLA)	INVIMA 2024MTB-0000100	ZOSTER, VIVA ATENUADA	SOLVENTE, CON TAPÓN DE CAUCHO DE CLORO BUTILO Y AGR. MUESTRA MEDICA: CAJA 1 Y CAJA X 10 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, CON TAPON DE CAUCHO BROMOBUTILO Y AGRAFE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C. TRAS LA RECONSTITUCIÓN, LA VACUNA DEBE UTILIZARSE DE INMEDIATO; SI ESO NO ES POSIBLE, DEBE ALMACENARSE EN REFRIGERADOR (ENTRE 2°C Y 8°C), SI NO SE UTILIZA EN UN PERIODO DE 6 HORAS, DEBE DESECHARSE	36 MESES	J07BK03	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A 2.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA	1.RUE DE l'INSTITUT 89 -1330 RIXENSART 2.PARC DE LA NOIRE EPINE AVENUE FLEMING, 20 1300 WAVR	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	AVENIDA EL DORADO 69B 45 PISO 9
LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS															
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAM	VIDA UTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	20057540	COMBE FIVE	INVIMA 2020M-0019744	TOXOIDE DE DIFTERIA (>= 30 UI)+TOXOIDE DE TETANO (>= 60 UI)+BORDETELLA PERTUSSIS - CELULA ENTERA (>= 4 UI)+ANTIGENO HEPATITIS B - RECOMBINANTE+POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO (PRP) DE H. INFLUENZAE TIPO B UNIDO COVALENTEMENTE A 20 - 36,7 MCG DE TOXOIDE TETANICO+FOSFATO DE ALUMINIO EN GEL AL 2% (EQUIVALENTE A 0,6 MG/ML DE ALUMINIO) <= 1,25 MG+TIOMEROSAL 0.01% w/v+AGUA PARA INYECCION C.S.P.	VIAL DE VIDRIO TIPO I INCOLORO POR 0.5 ML + TAPÓN DE BROMOBUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO CON FLIP OFF AZUL REAL.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 - 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07CA11	LABORATORIO S DELTA S.A.S	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA - INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.S	RIONEGRO- COLOMBIA

[illegible]